

**Объявление № 01-24 от 29.01.2024 года.
об осуществлении государственных закупок изделия медицинского
назначения способом тендера**

ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» УЗ ТО, г.Шымкент ул.Жибек жолы -15, объявляет о проведении тендера по государственным закупкам на товары (изделия медицинского назначения – далее ИМН) согласно приложению 1 к объявлению для ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» УЗ ТО на 2024 год.

ИМН должны быть доставлены по адресу – ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» УЗ ТО, г. Шымкент улица Жибек жолы -15, согласно технической спецификации тендерной документации согласно приложению 1 к объявлению.

Требуемый срок поставки товаров (выполнения работ/оказания услуг) в течении текущего года с момента подписания договора обеими сторонами указанной в приложении 1.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Постановлении Правительства № 110 от 07.06.2023 года.

Пакет копий тендерной документации можно получить в срок до 19 февраля 2024 года включительно по адресу: ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» УЗ ТО, г. Шымкент ул.Жибек жолы -15, кабинет экономиста с 09.00 до 16.00 часов или по электронной почте по адресу: **odvd_uko@mail.ru**.

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» УЗ ТО, г. Шымкент ул.Жибек жолы -15.

Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 10:00 часов 19 февраля 2024 г.

Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться адресу: ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» УЗ ТО, г. Шымкент ул.Жибек жолы -15, актовЫй-зал в 12:00, 19 февраля 2024 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(7252) 48-91-87

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок товаров, работ, услуг:

8 (701) 258-15-88.



Заместитель руководителя
Председатель тендерной комиссии

Будесова Ж.У.

Количество (объем) закупаемых изделий медицинского назначения на 2024 год по ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» УЗ ТО,

№ лота	Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделия медицинского назначения	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Ед.изм.	Предельные цены	Количество	Сумма
1	шприц инъекционный трехкомпонентный, стерильный, однократного применения объемом 2мл с различным диаметром игл	Выполненная из термопластичного эластомера чёрного цвета уплотнительная манжета на поршне обеспечивает плавность ввода лекарственных средств за счет силиконирования поршня и внутренней полости цилиндра шприца. Игла наделта на шприц и имеет центральное расположение. Имеет тройную заточку острья. В противовес обычному косому срезу, острие трехгранной заточки минимизирует болевые ощущения при инъекции. Цилиндр прозрачный с коаксиальным/концентрическим расположением конуса. Поверхность шприца, контактирующая с инъекционной жидкостью, при нормальном применении чистая и не имеет посторонних частиц при визуальном осмотре без использования увеличения и при освещенности от 300 до 700 лк. Градуировка четкая, контрастная, черного цвета, что способствует максимально точной дозировке. Насечки на упоре исключают скольжение пальцев в процессе инъекции. Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования. Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства.	шт	15,63	99 000,00	1 547 370,00
2	шприц инъекционный трехкомпонентный, стерильный, однократного применения объемом 5мл с различным диаметром игл	Выполненная из термопластичного эластомера чёрного цвета уплотнительная манжета на поршне обеспечивает плавность ввода лекарственных средств за счет силиконирования поршня и внутренней полости цилиндра шприца. Игла наделта на шприц и имеет центральное расположение. Имеет тройную заточку острья. В противовес обычному косому срезу, острие трехгранной заточки минимизирует болевые ощущения при инъекции. Цилиндр прозрачный с коаксиальным/концентрическим расположением конуса. Поверхность шприца, контактирующая с инъекционной жидкостью, при нормальном применении чистая и не имеет посторонних частиц при визуальном осмотре без использования увеличения и при освещенности от 300 до 700 лк. Градуировка четкая, контрастная, черного цвета, что способствует максимально точной дозировке. Насечки на упоре исключают скольжение пальцев в процессе инъекции. Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования. Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства.	шт	15,75	74 000,00	1 165 500,00

№ лота	Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Ед.изм.	Предельные цены	Количество	Сумма
3	шприц инъекционный трехкомпонентный, стерильный, однократного применения объемом 20мл с различным диаметром игл	Выполненная из термопластичного эластомера чёрного цвета уплотнительная манжета на поршне обеспечивает плавность ввода лекарственных средств за счет силиконирования поршня и внутренней полости цилиндра шприца. Игла надета на шприц и имеет центральное расположение. Имеет тройную заточку острия. В противовес обычному косому срезу, острие трехгранной заточки минимизирует болевые ощущения при инъекции. Цилиндр прозрачный с коаксиальным/концентрическим расположением конуса. Поверхность шприца, контактирующая с инъекционной жидкостью, при нормальном применении чистая и не имеет посторонних частиц при визуальном осмотре без использования увеличения и при освещенности от 300 до 700 лк. Градуировка четкая, контрастная, черного цвета, что способствует максимально точной дозировке. Насечки на упоре исключают скопление пальцев в процессе инъекции. Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования. Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства.	шт	31,47	23 560,00	741 433,20
4	Одноразовые сменные полимерные наконечники 0,2-200 мкл без фильтра нестерильные для одноканальных дозаторов пипеточного типа с воздушным вытеснением,	Наконечник на 5-200 мкл, 1000 шт. в упаковке, без фильтра - расходные элементы одноразового применения к пипеточным дозаторам, используемым для воздушного вытеснения. Преимущество: Благодаря уникальному дизайну наконечника, он плотно и герметично одевается на конус дозатора. Ребристая «юбочка» надежно удерживает наконечник в штативе. Главные плотные стенки наконечника и его гидрофобная поверхность позволяют полностью опустошить наконечник при распылении. Используемые новейшие технологии литья предотвращают образование облоя вокруг отверстия наконечника, а так же гарантируют правильность формы наконечника.	уп	2750	499,00	1 372 250,00
5	Хлами C. trachomatis - IgM - стрип Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis, 12x8	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12x8). Одинаковое количество промывок после инкубаций. Время анализа не более 1 час 25 мин. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности набора. Наличие: готового раствора ТМБ, пленки для закрепления планшета, пакета для планшета типа "zip-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25°C не менее 9 сут. Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроль. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализам каждая, включая контроль. Состав: планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном C. trachomatis - 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) , инактивированный - 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец (К-) , инактивированный - 1 фл., 1 мл; конъюгат (антигела к IgM человека, меченные пероксидазой хрена), концентрат - 1 фл., 1,5 мл; раствор для разведения сывороток (РС) - 2 фл. по 13 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 фл., 13 мл; 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) - 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) - 1 фл., 13 мл; стоп-реагент - 1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: пленкой для закрепления планшета - 3 шт.; ванночками для реагентов - 2 шт.; наконечниками для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт.; планшетом для предварительного разведения исследуемых образцов - 1 шт.	набор	79905	90,00	7 191 450,00

№ лота	Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделия медицинского назначения	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Ед.изм.	Предельные цены	Количество	Сумма
6	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови 96определений	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12x8). Одинаковое количество промывок после инкубаций. Возможность определения титра антител. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Контрольные образцы не требуют дополнительного разведения. Время анализа не более 1 час 25 мин. Готовый раствор конъюгата и ТМБ. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "zip-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25°C не менее 9 сут. Состав: набора входят: планшет разборный (12 восьмилучных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности дунок антигенами Ascaris lumbricoides, готовый для использования – 1 шт.; положительный контрольный образец (K+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам Ascaris lumbricoides, готовый для использования – 1 флакон (1,5 мл); отрицательный контрольный образец (K-) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам Ascaris lumbricoides, готовый для использования – 1 флакон (13 мл); 25-кратный концентрат фосфатно-солевого пероксидазы хрена, готовый для использования – 1 флакон (2,5 мл); конъюгат моноклональных антител к IgG человека с буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 флакон (28 мл); раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 флакон (10 мл); раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 флакон (12 мл); раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 флакон (13 мл); стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон (12 мл). Набор дополнительно комплектуется: пленкой для заклеивания планшета – 2 шт.; ванночкой для реагента – 2 шт.; наконечниками для пипетки на 5–200 мкл – 16 шт. По согласованию с потребителем дополнительно поставляется: планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт.	набор	119200	70,00	8 344 000,00
7	Набор реагентов для получения препарата нуклеиновых кислот (НК) из биологического материала для последующего анализа методом обратной транскрипции (РНК) и/или полимеразной цепной реакции (ДНК).	набор для экстракции предназначен для использования с автоматизированной системой экстракции нуклеиновых кислот (16/32 канала) для обеспечения высокого качества выделения и очистки нуклеиновых кислот из сыворотки, плазмы, мочи и других типов биологических образцов. Магнитный набор для экстракции вирусной РНК состоит из суперпарамагнитных наночастиц и эффективной системы реагентов для экстракции. С уникальным модификация поверхности, магнитные шарики прочно связываются с нуклеиновыми кислотами, а также обеспечивают легкое элюирование	набор	116200	150,00	17 430 000,00

№ лота	Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделия медицинского назначения	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Ед.изм.	Предельные цены	Количество	Сумма
8	Набор реагентов для выявления антител классов G и A к <i>Lambia intestinalis</i> методом иммуноферментного анализа, 96 опр	Набор реагентов» ЛЯМБ-ЛИОЗ-G/A " рассчитан на 96 определений, включая контролируемые образцы. Из 8 определений ИФА имеет 12 независимых постановок. Это руководство относится к набору реагентов для обнаружения собственных антител класса G и A к <i>Lambia intestinalis</i> методом иммуноферментного анализа (ИФА). Состав набора 1. Иммуносорбент-складная таблетка из полистирола с 96 пазами с пропитанным антигеном <i>Lambia intestinalis</i> с прозрачными бесцветными канавками, допускается наличие белого налета на дне и стенках канавок-1 шт.; 2. фосфатно-солевой буферный раствор с тинном (ФБР-Tx25), концентрат промывочного раствора-прозрачная бесцветная, пенообразующая жидкость, белый может выпадать цветной кристаллический осадок-1 флакон, 26,0 ± 0,5 мл; 3. разбавительный буферный раствор для сывоток (СБЕ-С) – прозрачная или слегка бледная жидкость фиолетового цвета, при встряхивании флакона с СБЕ - С допускается осаждение разлагающегося осадка – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 4. Конъюгатный раствор - белый. Набор рассчитан на проведение анализа 96 (12x8), включая наблюдения (по 4 паза в каждой постановке). Набор предназначен для ручной постановки анализа (предусматривается использование комплекта в отрыве от одного стриптиза). Комплект может использоваться в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Набор реагентов "Бест анти-СГВ" (далее по тексту – сборник) предназначен для определения иммуноглобулинов класса G и M методом иммуноферментного анализа на вирус гепатита С в сывотке (плазме) и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). Рекомендуется для обследования доноров крови, органов, тканей человека и дифференциальной диагностики вирусных гепатитов. Срок годности набора реагентов – 24 месяца со дня выпуска. Хранить комплект следует в упаковке предприятия-изготовителя при температуре (2-8) °С. Компоненты набора нельзя замораживать. В состав набора входит: однокомпонентный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С	набор	88620	70,00	6 203 400,00
9	Набор Сифилис-РПГА-тест для качественного и полуколичественного определения антител к <i>Теропетма pallidum</i> в сывотке (плазме) крови и спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека с помощью реакции пассивной гематоглиниции	Тест-система для безприборного выявления специфических антител к <i>Теропетма pallidum</i> в реакции пассивной гематоглиниции (РПГА) в сывотке крови человека. Метод основан на агглютинации птичьих эритроцитов, сенсibilизированных антигенами трепонем, штамм Nicols	набор	71200	2 600,00	185 120 000,00
10	Набор реагента для постановки связывания реакции компонента (РСК) при диагностике сифилиса	Представляет собой лиофилизированную сывотку крови морских свинок, содержащую систему белков, активируемую в результате реакции антиген-антитело. Стабилизатор – магний сернистый в конечной концентрации 4 %. Комплемент имеет вид порошковой массы от розового с серым оттенком до розового с бежевым оттенком цвета	уп	29900	730,00	21 827 000,00
11	набор реагентов для РСК, представляет собой поливалентный солевой экстракт из культуральных бледных трепонем (<i>Теропетма pallidum</i>) штаммов 5, 7, 8, 9 и Рейтера, дезинтегрированных ультразвуком с добавлением консервантов и стабилизаторов.	Антиген трепонемный ультразвуоченный для РСК, представляет собой поливалентный солевой экстракт из культуральных бледных трепонем (<i>Теропетма pallidum</i>) штаммов 5, 7, 8, 9 и Рейтера, дезинтегрированных ультразвуком с добавлением консервантов и стабилизаторов.	уп	29500	440,00	12 980 000,00

№ лота	Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Ед.изм.	Предельные цены	Количество	Сумма
12	набор реагентов для реакции связывания компонента, представляющую собой консервированную глицерином сыворотку крови кролика, иммунизированного эритроцитами барана	Сыворотка диагностическая гемолитическая жидкая для РСК №10 для постановок микрореакций и реакции Вассермана	уп	118900	11,00	1 307 900,00
13	Наборы реагентов Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная, Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная отрицательная для РСК предназначены для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания компонента (РСК) с сыворотками больных сифилисом	Сыворотка контрольная отрицательная для определения трепонемы палидум №10	Набор	32000	37,00	1 184 000,00
14	Наборы реагентов Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная, положительная для РСК, предназначены для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания компонента (РСК) с сыворотками больных сифилисом	Сыворотка контрольная положительная для определения трепонемы палидум №10	Набор	32000	37,00	1 184 000,00
15	Наборы реагентов Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная, слабоположительная для РСК, предназначены для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания компонента (РСК) с сыворотками больных сифилисом	Сыворотка контрольная слабоположительная для определения трепонемы палидум №10	Набор	32000	37,00	1 184 000,00

№ лота	Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделия медицинского назначения	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Ед.изм.	Предельные цены	Количество	Сумма
16	Набор для диагностики сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП).	Набор реактивов для диагностики сифилиса: выявления антигел к возбудителю сифилиса <i>Treponema pallidum</i> (бледная трепонема) в реакции микропреципитации (РМП). Состав: из 2 наборов (в пакете): 5 ампул раствора, содержащих антиген кардиолипный, и 1 флакона раствора холин-хлорида. Титр антигена не менее 1:8. Комплект рассчитан на 3000 определений.	уп	24200	730,00	17 666 000,00
17	Набор реактивов для иммуноферментного выявления суммарных антигел к <i>Treponema pallidum</i> , 960опр	«Сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный. Выявление IgM, IgG, IgA к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека. Количество определений 960. ТМБ концентрат или раствор готовый для использования. Время анализа не более 1 час 25 мин. Дробное использование набора может быть реализовано в течение 12 месяцев. Срок годности на момент поставки не менее 80% от нормативного. Наличие: пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Возможность транспортирования при температуре до 25°C не менее 9 сут. набора рассчитан на проведение 96 (12x8) анализов, включая контроли (по 3 лунки в каждой постановке). Предусмотрено дробное использование набора: возможно 12 независимых постановок Метод определения основан на одностадийном «сэндвич» — варианте твердофазного иммуноферментного анализа с применением рекомбинантных антигелов. При наличии в исследуемых образцах антигел к <i>Treponema pallidum</i> они связываются с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. Во время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках, содержащих образовавшиеся комплексы «антиген-антигел». Степень окраски пропорциональна концентрации антигел к <i>Treponema pallidum</i> в анализируемых образцах. Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента. Результаты ИФА регистрируют с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме: основнофильтр 450 нм, референс-фильтр — в диапазоне 620—655 нм. Допустима регистрация результатов только с фильтром 450 нм. В состав набора входят: планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами <i>Treponema pallidum</i> , готовый к использованию 1 шт. (комплект 2); положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий антигел к <i>Treponema pallidum</i> , готовый к использованию — 1 флакон (0,5 мл); отрицательный контрольный образец (К-) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий антигел к <i>Treponema pallidum</i> , готовый к использованию — 1 флакон (0,5 мл); конъюгат содержащий антигел к <i>Treponema pallidum</i> , меченные пероксидазой хрена, концентрат — 1 флакон (1,5 мл) (рекомбинантные антигелы <i>Treponema pallidum</i> , меченные пероксидазой хрена), концентрат — 1 флакон (1,5 мл) (комплект 2); разводящий раствор (РР) — 1 флакон (13 мл) (комплект 2); концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) — 1 флакон (28 мл) (комплект 2); стоп-реагент — 1 флакон (12 мл) (комплект 2); раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый к использованию — 1 флакон (13 мл) (комплект 2); иллитетраметилбензидин (ТМБ), концентрат — 1 флакон (1,5 мл); субстратный буферный раствор (СБР) — 1 флакон (13 мл) (комплект 2). Принадлежности: планшеты для заклеивания планшета — 2 шт.; ванночки для реактивов — 2 шт.; наконечники для дозаторов на 2—200 мкл — 16 шт.	набор	192600	8,00	1 540 800,00
18	Набор реактивов для выявления антигел к <i>Treponema pallidum</i> методом иммунофлюоресценции (РИФ), 80опр	Набор реактивов для выявления антигел к <i>Treponema pallidum</i> методом иммунофлюоресценции.	набор	99200	46,00	4 563 200,00

№ лота	Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Ед.изм.	Предельные цены	Количество	Сумма
19	Набор реагентов для одновременной амплификации ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> и <i>Treponema pallidum</i> жене <i>Treponema pallidum</i> гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Набор реагентов для одновременного выявления ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> и <i>Treponema pallidum</i> методом полимеразной цепной реакции с гибридно-флуоресцентной детекцией в пробах, выделенных из клинических образцов <i>N.gonorrhoeae</i> / <i>C.trachomatis</i> / <i>M.genitalium</i> / <i>T.pallidum</i> -МУЛЬТИПРАЙМ-FL, вариант FRT	набор	310500	70,00	21735000
20	Реагент для транспортировки и хранения соскобного материала и отделяемого слизистых оболочек для последующего исследования на возбудители инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) и других инфекций органов репродукции методами полимеразной цепной реакции (ПЦР) и реакцией транскрипционной амплификации РНК	Реагент для транспортировки и хранения клинического материала "Транспортная среда с муколитиком (TSM)" (100 мл., по 0,5 мл расфасованная)	набор	31500	70,00	2205000
						316 492 303,20



(Handwritten signature in blue ink)

Заместитель руководителя
Председатель тендерной комиссии
Будесова Ж.У.