

ШЫМКЕНТ ҚАЛАЛЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ «№3
ҚАЛАЛЫҚ АУРУХАНАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ
КӘСІПОРНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА ШЫМКЕНТ

160812, Шымкент қ, Каратау ауданы, Сайрам т.у.а.
Ә.Темір көшесі №152а тел:26-71-41

160812 г.Шымкент, Каратауский район, ж.м. Сайрам
ул.А.Темура №152а тел:26-71-41

№ 01-12/663

« 26 » 09 2024 ж.

Всем потенциальным поставщикам

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №3" управления здравоохранения города Шымкент на основании потребности реагентов для анализаторов «Swelab Alfa», «HELENA», «Boule Swelab Alfa Standart», «ABL80 Basic» и «ABL90 Basic» просит Вас предоставить коммерческие предложения согласно приложению №1 на почту rbn3@mail.ru до 30 сентября 2024 года.

Главный врач



Пернебеков С. М.

№	Наименование закупаемых товаров	Дополнительная характеристика
1	Вода изотоническая	Изотонический раствор (Diluent) — изотонический буферизованный раствор с низким образованием формальдегида. Изотонический раствор (Diluent) разбавляет образец и используется для промывки компонентов модуля между анализами проб. 20л, примерно на 900 определений.
2	Реагент лизирующий	Лизирующий раствор (Lyse) — раствор лизирующий эритроциты в следующих целях: • подсчет лейкоцитов (WBC); • классификация субпопуляций WBC; • измерение гемоглобина (HGB). 5л, примерно на 900 определений
3	Набор реагентов	Гематологический контрольный материал 3-х уровневый Boule 3-level control (Normal, Low, High) для гематологического анализатора Swelab Alfa Boule Medical A.B., Швеция представляет собой трехуровневый контроль, который обеспечивает мониторинг производительности системы и состояния калибровки для всех непосредственно измеряемых и расчетных параметров CBC (Клинический анализ крови) и Diff (Дифференциальная формула). Контрольную кровь можно также использовать: - для калибровки анализатора, - для устранения неисправностей при несоответствии диапазонов в показаниях, - при смене лота реагентов, - при проверке на предмет повреждений в следствии транспортировки или хранения. Сравнение результатов анализа со значениями, приведенными во вкладыше, обеспечит уверенность в правильной работе анализатора.
4	Реагент	Набор для очистки Boule Cleaning Kit, 3x450 ml — способствующий удалению остатков белков, анализатора необходимыми для периодической очистки и предотвращению образования сгустков. Набор включает в себя энзиматический (ферментный), гипохлорид (2%) и детергентный (моющий) растворы. Одного набора реагентов достаточно на 4 цикла очистки. В зависимости от количества тестов, производимых в течение дня, рекомендуются следующие интервалы очистки: • менее 50 тестов в день → каждые 6 месяцев, • более 50 тестов в день → каждые 3 месяца, • более 100–200 тестов в день → каждые месяц
5	Набор реагентов	Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) HELENA Плазма для проведения внутривитрибораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в нормальном диапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), фибринолитическое время, фибриноген, факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин С, протеин S, α2-антиплазмин, С1-ингибитор, общая активированная плазма, плазминоген, волчаночные антикоагулянты. Проследивается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: шприховидные, флаконы, лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°C не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°C не менее 28 дней. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденном производителем стандартных образцах, поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.
6	Набор реагентов	Thromborel S 10 x for 10 ml 1000 (Реагент для определения Thromborel S 10 x на 10 мл 1000) HELENA Человеческий плацентарный тромбопластин для определения ПВ, МНО, %, факторов II, V, VII, X. Источник тромбопластина: человеческая плацента. Нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 1,6 ед/мл. Флаконы реагентов: шприховидные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°C не менее 5 дней. Фасовка: не менее 1000 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденном производителем стандартных образцах, поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.
7	Кювета	Блоки кюветы измерительные на коагулометр HELENA
8	Набор реагентов	Actin FS 10 x 10 ml (Реагент для определения Actin FS 10 x 10 мл) кат. номер HELENA Реагент для определения АЧТВ, факторов VIII, IX, XI, XII, с умеренной чувствительностью к волчаночным антикоагулянтам и высокой чувствительностью к гепарину. Не содержит компонентов животного и человеческого происхождения. Поверхностный активатор: эллаговая кислота. Флаконы реагентов шприховидные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°C не менее 14 дней. Фасовка: не менее 2000 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденном производителем стандартных образцах, поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.